

Lipo8000™转染试剂

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---------------|---------|
| C0533-0.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 0.5ml |
| C0533-1.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 1.5ml |
| C0533-7.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 5×1.5ml |

产品简介:

- Lipo8000™转染试剂(Lipo8000™ Transfection Reagent)是碧云天最新研发的一种以纳米材料为基础的最便捷的高效细胞转染试剂, 达到甚至超过了国际主流转染试剂的转染效果, 并且转染过程无须任何孵育时间, 实现了细胞转染的至简操作。适用于把质粒、siRNA或其它形式的核酸包括DNA、RNA、寡核苷酸、以及核酸蛋白复合物或带负电荷的蛋白转染到真核细胞中, 也可以用于活体动物的核酸转染以及用于基因治疗。
- Lipo8000™转染试剂的纳米技术可保证其瞬时转染和稳定转染时的可靠性和稳定性。
- Lipo8000™转染试剂使用特别便捷, 无血清培养液和核酸及转染试剂可以直接混匀, 无需任何孵育时间, 即可直接加入到细胞培养器皿内, 实现了细胞转染的至简操作。
- Lipo8000™转染试剂对于常见的哺乳动物细胞具有非常高的转染效率、重复性好、操作简单、通常观察不到细胞毒性, 对于贴壁细胞和悬浮细胞都适用, 特别适用于难转染的贴壁细胞。Lipo8000™转染试剂由于几乎完全没有细胞毒性, 从而在转染后无需进行细胞培养液的更换, 在转染24-48小时后直接收集细胞进行蛋白表达鉴定即可。
- Lipo8000™转染试剂经过对小鼠胚胎成纤维细胞NIH3T3、人胚胎肾细胞HEK293/HEK293T、宫颈癌细胞Hela、结肠癌细胞HCT116、肝细胞HepG2和肺癌细胞A549等多种细胞的测试, 转染效率和Thermo公司的Lipofectamine® 3000 Transfection Reagent、Promega公司的ViaFect™ Transfection Reagent相当, 在一些细胞中甚至比Lipofectamine® 3000和ViaFect™的转染效率更高。贴壁细胞转染试剂的比较和选择请参考: <http://www.beyotime.com/support/lipo.htm>。
- Lipo8000™转染试剂不仅适用于质粒、siRNA等单一成分的细胞转染, 也适合多个质粒或者质粒与siRNA等的组合转染。
- Lipo8000™转染试剂转染过表达质粒后, 通常24-48小时后达到较高的蛋白表达水平, 并且很多情况下蛋白表达量在转染后48小时显著高于转染后24小时; 转染siRNA通常3-5天后对于目的基因的下调水平会比较理想。
- Lipo8000™转染试剂转染细胞时, 不受培养液中的血清和抗生素的影响, 即可以在血清和抗生素存在的情况下进行细胞转染。
- Lipo8000™转染试剂的转染效果可以通过转染表达EGFP等荧光蛋白的质粒进行快速鉴定。
- Lipo8000™转染试剂与Lipofectamine® 3000 Reagent转染效果比较请参考图1-8。




图1. 碧云天生产的Lipo8000™转染试剂与Thermo公司的Lipofectamine® 3000转染试剂和Promega公司的ViaFect™转染试剂用EGFP表达质粒转染图中所示细胞时的转染效率比较。仅转染试剂不同, 其余条件一致。图中数据仅供参考, 实测效果可能会因为所使用细胞的实际株系、代数、培养条件等的不同而有所不同。




图2. Lipo8000™转染试剂(A, B)、Lipofectamine® 3000转染试剂(C, D)和ViaFect™转染试剂(E, F)用EGFP表达质粒转染NIH3T3细胞后的实拍明场和荧光照片。




图3. Lipo8000™转染试剂(A, B)、Lipofectamine® 3000转染试剂(C, D)和ViaFect™转染试剂(E, F)用EGFP表达质粒转染HEK293T细胞后的实拍明场和荧光照片。




图4. Lipo8000™转染试剂(A, B)、Lipofectamine® 3000转染试剂(C, D)和ViaFect™转染试剂(E, F)用EGFP表达质粒转染HEK293细胞后的实拍明场和荧光照片。




图5. Lipo8000™转染试剂(A, B)、Lipofectamine® 3000转染试剂(C, D)和ViaFect™转染试剂(E, F)用EGFP表达质粒转染HeLa细胞后的实拍明场和荧光照片。




图6. Lipo8000™转染试剂(A, B)、Lipofectamine® 3000转染试剂(C, D)和ViaFect™转染试剂(E, F)用EGFP表达质粒转染HCT116细胞后的实拍明场和荧光照片。




图7. Lipo8000™转染试剂(A, B)、Lipofectamine® 3000转染试剂(C, D)和ViaFect™转染试剂(E, F)用EGFP表达质粒转染HepG2细胞后的实拍明场和荧光照片。




图8. Lipo8000™转染试剂(A, B)、Lipofectamine® 3000转染试剂(C, D)和ViaFect™转染试剂(E, F)用EGFP表达质粒转染A549细胞后的实拍明场和荧光照片。

- 每毫升本转染试剂大约可以转染10厘米培养皿40个、6厘米培养皿125个、6孔板250个孔、12孔板625个孔、24孔板1250个孔、48孔板2500个孔、96孔板6250个孔。

包装清单：

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---------------|---------|
| C0533-0.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 0.5ml |
| C0533-1.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 1.5ml |
| C0533-7.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 5×1.5ml |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件：

4℃保存。长期不使用可以-20℃保存。

注意事项：

- 使用高纯度的DNA或RNA有助于获得较高的转染效率。对于质粒，可以使用碧云天生产的质粒大量抽提试剂盒(D0026)进行抽提，以保证可以获得较高的转染效率。
- 转染前细胞必须处于良好的生长状态。
- 需自备不含抗生素的无血清培养液、Opti-MEM®培养液或普通的DMEM培养液。
- Lipo8000™转染试剂不能vortex或离心，宜缓慢晃动混匀。
- Lipo8000™转染试剂使用后请立即盖好盖子，避免长时间暴露在空气中，影响转染效率。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

1. DNA转染：

- 细胞培养(以六孔板为例，其它培养板或培养皿可参考六孔板)：在转染前一天(18-24小时)按照每孔约20-70万细胞(具体的细胞数量据细胞类型、大小和细胞生长速度等而定)接种到六孔板内进行培养，使第二天细胞密度能达到约70-80%。
- 在进行下述转染步骤前，把培养有细胞的六孔板每孔换成2ml新鲜培养液(含有血清和抗生素的完全培养液)。对于Lipo8000™转染试剂，抗生素的存在不会影响转染效率，也不会导致细胞毒性。
- 参考下表，取一个洁净无菌离心管，对于待转染的六孔板中每一个孔的细胞，加入125μl不含抗生素和血清的DMEM培养液(高糖DMEM或低糖DMEM均可)或Opti-MEM® Medium，加入2.5μg质粒DNA，并用枪轻轻吹打混匀；再加入4μl Lipo8000™转染试剂，用枪轻轻吹打混匀，请特别注意不可Vortex或离心。配制完成后，室温存放6小时内稳定。

| | 96-well | 48-well | 24-well | 12-well | 6-well | 6cm dish | 10cm dish |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 无血清培养液或Opti-MEM® Medium | 5µl | 12.5µl | 25µl | 50µl | 125µl | 250µl | 750µl |
| DNA | 100ng | 250ng | 500ng | 1µg | 2.5µg | 5µg | 15µg |
| Lipo8000™转染试剂 | 0.16µl | 0.4µl | 0.8µl | 1.6µl | 4µl | 8µl | 24µl |
| 加入DNA后轻轻混匀，加入Lipo8000™转染试剂后轻轻混匀，随后可以直接进入下一步，无须室温孵育。 | | | | | | | |
| 每孔加入的混合物的量 | 5µl | 12.5µl | 25µl | 50µl | 125µl | 250µl | 750µl |
| 按照上述用量每孔均匀滴加Lipo8000™转染试剂和DNA的混合物，直接继续培养，后续无需在数小时后更换培养液 | | | | | | | |

注1：对于六孔板中一个孔的细胞，Lipo8000™转染试剂的用量可以在2-6µl范围内进行适当调节，DNA用量建议固定在2.5µg，但也可以在1-4µg的范围内进行适当调节。通常质粒用量(µg)和Lipo8000™(µl)的用量比例为1:2或1:3比较常用，如有必要可以在1:0.5-1:5的范围内优化转染效果，上表推荐的比例为1:2，此时Lipo8000™的用量相对较少，既经济又高效。最佳的转染条件，因不同的细胞类型和培养条件而有所不同，可以在上述推荐范围内自行优化转染条件。

注2：质粒的浓度宜控制在0.5-5µg/µl范围内。

注3：对于多个孔转染相同数量相同质粒的情况，可以把每个孔所需的Lipo8000™转染试剂和DNA按照相应倍数加大用量，然后一起混合在同一个离心管内，后续混匀后，可以按照推荐用量滴加到细胞培养器皿内。

注4：对于其它培养板或培养器皿，各种试剂的用量可以按照细胞培养器皿的培养面积按比例进行换算。如果转染寡核苷酸或RNA等可以参考转染DNA的条件进行。

- 无论贴壁细胞还是悬浮细胞，按照六孔板每孔125µl Lipo8000™转染试剂-DNA混合物的用量，均匀滴加到整个孔内，随后轻轻混匀。
- 继续培养约24-48小时后，即可用适当方式检测转染效果，例如荧光检测、Western Blot、ELISA、报告基因等，或加入适当的筛选药物如G418等进行稳定细胞株的筛选。

2. siRNA转染：

- 细胞培养(以六孔板为例，其它培养板或培养皿可参考六孔板)：在转染前一天(18-24小时)按照每孔约20-70万细胞(具体的细胞数量据细胞类型、大小和细胞生长速度等而定)接种到六孔板内进行培养，使第二天细胞密度能达到约30-50%。
- 在进行下述转染步骤前，把培养有细胞的六孔板每孔换成2ml新鲜培养液(含有血清和抗生素的完全培养液)。对于Lipo8000™转染试剂，抗生素的存在不会影响转染效率，也不会导致细胞毒性。
- 参考下表，取一个洁净无菌离心管，对于待转染的六孔板中每一个孔的细胞，加入125µl不含抗生素和血清的DMEM培养液(高糖DMEM或低糖DMEM均可)或Opti-MEM® Medium，加入100pmol siRNA，并用枪轻轻吹打混匀；再加入4µl Lipo8000™转染试剂，用枪轻轻吹打混匀，请特别注意不可Vortex或离心。配制完成后，室温存放6小时内稳定。

| | 96-well | 48-well | 24-well | 12-well | 6-well | 6cm dish | 10cm dish |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 无血清培养液或Opti-MEM® Medium | 5µl | 12.5µl | 25µl | 50µl | 125µl | 250µl | 750µl |
| siRNA | 4pmol | 10pmol | 20pmol | 40pmol | 100pmol | 200pmol | 600pmol |
| Lipo8000™转染试剂 | 0.16µl | 0.4µl | 0.8µl | 1.6µl | 4µl | 8µl | 24µl |
| 加入siRNA后轻轻混匀，加入Lipo8000™转染试剂后轻轻混匀，随后可以直接进入下一步，无须室温孵育。 | | | | | | | |
| 每孔加入的混合物的量 | 5µl | 12.5µl | 25µl | 50µl | 125µl | 250µl | 750µl |
| 按照上述用量每孔均匀滴加Lipo8000™转染试剂和siRNA的混合物，直接继续培养，后续无需在数小时后更换培养液 | | | | | | | |

注1：对于六孔板中一个孔的细胞，Lipo8000™转染试剂的用量可以在2-6µl范围内进行适当调节，siRNA用量可以在50-250pmol的范围内进行适当调节。通常siRNA用量(pmol)和Lipo8000™(µl)的用量比例为25:1，如有必要可以在10:1-40:1的范围内优化转染效果，上表推荐的比例为25:1，此时Lipo8000™的用量相对较少，既经济又高效。最佳的转染条件，因不同的细胞类型和培养条件而有所不同，可以在上述推荐范围内自行优化转染条件。

注2：siRNA的推荐浓度为20µM，常用的浓度范围为10-50µM。

注3：对于多个孔转染相同数量相同质粒的情况可以把每个孔所需的Lipo8000™转染试剂和siRNA按照相应倍数加大用量，然后一起混合在同一个离心管内，后续混匀后，可以按照推荐用量滴加到细胞培养器皿内。

注4：对于其它培养板或培养器皿，各种试剂的用量可以按照细胞培养器皿的培养面积按比例进行换算。如果转染寡核苷酸或RNA等可以参考转染DNA的条件进行。

- 无论是贴壁细胞还是悬浮细胞，按照六孔板每孔125µl Lipo8000™转染试剂-siRNA混合物的用量，均匀滴加到整个孔内，随后轻轻混匀。
- 继续培养3-5天后，即可用适当方式检测siRNA对于靶基因的下调效果，例如qPCR、Western、ELISA、报告基因等。

常见问题：

1. 转染效率低：

- 优化质粒与Lipo8000™转染试剂比例，对于难转染的细胞，可适当增加Lipo8000™转染试剂的用量。
- 应使用高纯度、无菌、无污染物的质粒进行转染，DNA纯度方面A₂₆₀/A₂₈₀比值要接近1.8，通常宜控制在1.8-1.9范围内，偏低则有可能有蛋白污染，偏高则有可能有RNA污染。可以使用碧云天生产的质粒大量抽提试剂盒(D0026)进行抽提，以保证可以获得较高的转染效率。
- 贴壁细胞转染时状态良好，细胞密度达70-80%时才可进行转染，过稀或过密都可能影响转染效率，不同细胞的最佳转染

密度需要自行摸索。悬浮细胞宜在对数生长期进行转染。

- d. 需使用无抗生素和无血清培养液配制Lipo8000™转染试剂和质粒或siRNA等的混合物。
 - e. 转染后培养时间不足，而被误以为转染效率偏低。不同细胞转染后至显著表达所需要培养的时间通常为24-48小时。
 - f. 检查细胞是否有支原体感染，支原体感染会影响细胞增殖，并很可能影响转染效率。
 - g. 使用传代次数相对较少的细胞，细胞传代次数太多，对转染效率会有一些影响。
 - h. 如果没有检测到目的蛋白表达，应该仔细核对转染质粒的测序结果，确保测序结果和读码框完全正确。启动子、复制起始位点、质粒大小都会影响基因表达水平。
 - i. 如果靶基因的敲减(knockdown)效果欠佳，应该考虑尝试设计不同的siRNA。
2. 出现一定程度的细胞毒性：
 - a. 转染前，细胞至少铺板 18-24 小时。
 - b. 减少质粒用量，按照比例减少 Lipo8000™转染试剂。
 - c. 检查是否转染时细胞密度太低。
 - d. 检查细胞是否有支原体等微生物污染。

附录：

常用多孔板和培养皿的尺寸、培养面积、细胞培养量和推荐的培养体积等相关数据表：

| Multiple Well Plates or Dishes | Single Well Only for Plates | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Diameter (Bottom, mm)* | Growth Area (cm ²)* | Average Cell Yield | Total Well Volume (ml) | Working Volume (ml) | Recommended Volume (ml) |
| 6 well | 34.8 | 9.5 | 9.5×10^5 | 16.8 | 1.9-2.9 | 2 |
| 12 well | 22.1 | 3.8 | 3.8×10^5 | 6.9 | 0.76-1.14 | 1 |
| 24 well | 15.6 | 1.9 | 1.9×10^5 | 3.4 | 0.38-0.57 | 0.5 |
| 48 well | 11.0 | 0.95 | 9.5×10^4 | 1.6 | 0.19-0.285 | 0.25 |
| 96 well | 6.4 | 0.32 | 3.2×10^4 | 0.36 | 0.10-0.20 | 0.1 |
| 384 well | 2.7 | 0.056 | 5.6×10^3 | 0.112 | 0.025-0.050 | 0.030 |
| 1536 well | 1.63 × 1.63** | 0.025 | 2.5×10^3 | 0.0125 | 0.005-0.010 | 0.010 |
| 3.5 cm dish | 34 | 9 | 9.0×10^5 | NA | 1.8-2.7 | 2 |
| 6 cm dish | 52 | 21 | 2.1×10^6 | NA | 4.2-6.3 | 5 |
| 10 cm dish | 84 | 55 | 5.5×10^6 | NA | 11-16.5 | 12 |
| 15cm dish | 144 | 152 | 1.5×10^7 | NA | 30.4-45.6 | 35 |
| 24.5cm dish | 22.4 × 22.4** | 500 | 5.0×10^7 | NA | 100-150 | 120 |

*Diameter and growth area may vary depending on the manufacturer, and the listed sizes are from Corning.

**These wells or dishes are square.

相关产品：

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---------------------|---------|
| C0508 | 磷酸钙法细胞转染试剂盒 | >200次 |
| C0511 | DEAE-Dextran细胞转染试剂盒 | >200次 |
| C0518-1ml | Lipo293F™转染试剂 | 1ml |
| C0518-10ml | Lipo293F™转染试剂 | 10ml |
| C0518-100ml | Lipo293F™转染试剂 | 100ml |
| C0521-0.5ml | Lipo293™转染试剂 | 0.5ml |
| C0521-1.5ml | Lipo293™转染试剂 | 1.5ml |
| C0521-7.5ml | Lipo293™转染试剂 | 5×1.5ml |
| C0526-0.5ml | Lipo6000™转染试剂 | 0.5ml |
| C0526-1.5ml | Lipo6000™转染试剂 | 1.5ml |
| C0526-7.5ml | Lipo6000™转染试剂 | 5×1.5ml |
| C0533-0.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 0.5ml |
| C0533-1.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 1.5ml |
| C0533-7.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 5×1.5ml |
| C0551-0.5ml | LipoInsect™转染试剂 | 0.5ml |
| C0551-1.5ml | LipoInsect™转染试剂 | 1.5ml |
| C0551-7.5ml | LipoInsect™转染试剂 | 5×1.5ml |