



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-168-3301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

红细胞裂解液

产品编号	产品名称	包装
C3702	红细胞裂解液	120ml

产品简介:

- 碧云天生产的红细胞裂解液(Red Blood Cell Lysis Buffer), 也称ACK Lysis Buffer, 是一种用于从人或鼠等的血液或组织样品中裂解并去除无细胞核红细胞的溶液。
- 本裂解液经过优化配方, 在裂解红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞(lymphocyte)或其它有细胞核的细胞。
- 本裂解液的主要有效成分为氯化铵。
- 本裂解液不适用于有细胞核红细胞的裂解, 例如鸟或禽类的红细胞。
- 本裂解液经过无菌处理, 处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的原代培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规的分析 and 检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C3702	红细胞裂解液	120ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 一年有效。室温保存, 3个月有效。

注意事项:

- 本裂解液为无菌产品, 请注意保持无菌, 使用本产品时宜在超净工作台内进行。
- 如果经过红细胞裂解液处理后的样品后续用于总RNA的提取, 在处理细胞时不必使用经过DEPC处理过的溶液。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

对于组织细胞样品:

1. 新鲜组织经过胶原酶或胰酶等消化处理, 通过适当方法分散成细胞悬液, 离心弃上清。
2. 加入3-5倍细胞体积的红细胞裂解液, 轻轻吹打混匀, 裂解1-2分钟。例如细胞沉淀的体积为1ml, 则加入3-5ml的红细胞裂解液。本步骤在室温或4度操作均可。
3. 400-500g离心5分钟, 弃红色上清。4°C离心效果更佳。
4. 如果发现红细胞裂解不完全, 可以重复上述步骤2和步骤3一次。通常极微量的红细胞不会影响后续的一些检测。
5. 洗涤1-2次: 加入适量PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液, 重悬沉淀, 400-500g离心2-3分钟, 弃上清。可再重复1次, 共洗涤1-2次。洗涤液的用量通常应至少为细胞沉淀体积的5倍。4°C离心效果更佳。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。

对于组织细胞样品无需洗涤的快速操作步骤:

1. 新鲜组织经过胶原酶或胰酶等消化处理, 通过适当方法分散成细胞悬液, 离心弃上清。
2. 对于0.2ml细胞沉淀加入1ml红细胞裂解液, 轻轻吹打混匀, 裂解1-2分钟。本步骤在室温或4°C操作均可。
3. 加入15-20ml PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液, 混匀。
4. 400-500g离心5分钟, 弃红色上清。4°C离心效果更佳。
5. 如果发现红细胞裂解不完全, 可以重复上述步骤2和步骤3一次。通常极微量的红细胞不会影响后续的一些检测。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。

说明: 对于常规步骤, 多一步洗涤过程中的离心, 但可以节省洗涤液的用量, 并且洗涤效果也更好一些, 同时不需要大体积的离心管。快速步骤少了一次离心, 但洗涤效果略差一些, 同时需要大体积的离心管。

对于血液样品:

1. 取新鲜抗凝血, 400-500g离心5分钟, 离心弃上清。
2. 加入6-10倍细胞体积的红细胞裂解液, 轻轻吹打混匀, 裂解1-2分钟。例如细胞沉淀的体积为1ml, 则加入6-10ml的红细胞裂解液。本步骤在室温或4度操作均可。注意: 对于鼠的血液, 裂解1-2分钟已经足够, 对于人的外周血, 宜延长裂解时间至4-5分钟, 并且裂解过程中宜适当偶尔摇动以促进红细胞裂解。

3. 400-500g离心5分钟，弃红色上清。4℃离心效果更佳。
4. 如果发现红细胞裂解不完全，可以重复上述步骤2和步骤3一次。通常极微量的红细胞不会影响后续的一些检测。
5. 洗涤1-2次：加入适量PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液，重悬沉淀，400-500g离心2-3分钟，弃上清。可再重复1次，共洗涤1-2次。洗涤液的用量通常应至少为细胞沉淀体积的5倍。4℃离心效果更佳。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。

注意：对于微量或少量的血液样品，可以在第一步中不进行离心弃上清的操作，直接在第二步中加入10倍血液体积的红细胞裂解液，并在室温或4℃裂解4-5分钟。对于鼠的血液，裂解4-5分钟已经足够，对于人的外周血，宜延长裂解时间至10分钟，但通常不宜超过15分钟，并且裂解过程中宜适当偶尔摇动以促进红细胞裂解。后续步骤相同。

对于血液样品无需洗涤的快速操作步骤：

1. 每1ml新鲜抗凝血中加入10ml红细胞裂解液，轻轻吹打混匀，裂解4-5分钟。本步骤在室温或4度操作均可。注意：对于鼠的血液，裂解4-5分钟已经足够，对于人的外周血，宜延长裂解时间至10分钟，但通常不宜超过15分钟，并且裂解过程中宜适当偶尔摇动以促进红细胞裂解。
2. 加入20-30ml PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液，混匀。
3. 400-500g离心5分钟，弃红色上清。4℃离心效果更佳。
4. 如果发现红细胞裂解不完全，可以重复上述步骤2和步骤3一次。通常极微量的红细胞不会影响后续的一些检测。
5. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。

说明：对于常规步骤，多一步洗涤过程的离心，但可以节省洗涤液的用量，并且洗涤效果也更好一些，同时不需要大体积的离心管。快速步骤少了一次离心，但洗涤效果略差一些，同时需要大体积的离心管。

使用本产品的文献：

1. Guo M, Huang T, Cui Y, Pan B, Shen A, Sun Y, Yi Y, Wang Y, Xiao G, Sun G. PrPC interacts with tetraspanin-7 through bovine PrP154-182 containing alpha-helix 1. *Biochem Biophys Res Commun*. 2008 Jan 4;365(1):154-7.
2. Xu TF, Wang XL, Yang JZ, Hu XY, Wu WF, Guo L, Kang LD, Zhang LY. Overexpression of Zip-2 mRNA in the leukocytes of asthmatic infants. *Pediatr Pulmonol*. 2009 Aug;44(8):763-7.
3. Chen H, Wang W, Mo Y, Ma Y, Ouyang N, Li R, Mai M, He Y, Bodombossou-Djobo MM, Yang D. Women with high telomerase activity in luteinised granulosa cells have a higher pregnancy rate during in vitro fertilisation treatment. *J Assist Reprod Genet*. 2011 Sep;28(9):797-807.
4. Zhao W, Zhang L, Yin Z, Su W, Ren G, Zhou C, You J, Fan J, Wang X. Activated hepatic stellate cells promote hepatocellular carcinoma development in immunocompetent mice. *Int J Cancer*. 2011 Dec 1;129(11):2651-61.
5. Zhou CS, Yin ZY, Zhao WX, Zhang L, You JY, Su WX, Fan J, Wang XM. Bear bile inhibits the immunosuppression activity of hepatic stellate cells in vivo. *Hepatogastroenterology*. 2012 Jul;59(117):1529-36.
6. Hu Y, Lu W, Shen Y, Xu Y, Yuan Z, Zhang C, Wu J, Ni Y, Liu S, Cao J. Immune changes of *Schistosoma japonicum* infections in various rodent disease models. *Exp Parasitol*. 2012 Jun;131(2):180-9.
7. Yao SQ, Li ZZ, Huang QY, Li F, Wang ZW, Augusto E, He JC, Wang XT, Chen JF, Zheng RY. Genetic inactivation of the adenosine A(2A) receptor exacerbates brain damage in mice with experimental autoimmune encephalomyelitis. *J Neurochem*. 2012 Oct;123(1):100-12.
8. Zhao W, Ren G, Zhang L, Zhang Z, Liu J, Kuang P, Yin Z, Wang X. Efficacy of mesenchymal stem cells derived from human adipose tissue in inhibition of hepatocellular carcinoma cells in vitro. *Cancer Biother Radiopharm*. 2012 Nov;27(9):606-13.
9. Xue Z, Gao J, Zhang Z, Yu W, Wang H, Kou X. Antihyperlipidemic and antitumor effects of chickpea albumin hydrolysate. *Plant Foods Hum Nutr*. 2012 Dec;67(4):393-400.
10. Liu J, Zhang PS, Yu Q, Liu L, Yang Y, Qiu HB. Kinetic and distinct distribution of conventional dendritic cells in the early phase of lipopolysaccharide-induced acute lung injury. *Mol Biol Rep*. 2012 Dec;39(12):10421-31.
11. Kuang P, Zhao W, Su W, Zhang Z, Zhang L, Liu J, Ren G, Yin Z, Wang X. 18β-glycyrrhetic acid inhibits hepatocellular carcinoma development by reversing hepatic stellate cell-mediated immunosuppression in mice. *Int J Cancer*. 2013 Apr 15;132(8):1831-41.
12. Lun Y, Xia H, Zhang Q, Yu C, Chen N, Li X, Liu S, Lei L. Anti-inflammatory and immunosuppressive activities of 1,3-dicyclopentyl-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4,5-dicarboxylic acid diethyl ester (ZL-5015). *Int Immunopharmacol*. 2013 Oct;17(2):168-77.
13. Ding F, Yu L, Wang M, Xu S, Xia Q, Fu G. O-GlcNAcylation involvement in high glucose-induced cardiac hypertrophy via ERK1/2 and cyclin D2. *Amino Acids*. 2013 Aug;45(2):339-49.
14. Li S, Li Y, Ning H, Na L, Niu Y, Wang M, Feng R, Liu L, Guo F, Hou S, Chu X, Wang Y, Zhang Y, Zhang H, Huang L, Bi M, Huang Y, Hao L, Zhao Y, Wang C, Wang Y, He Y, Sun C. Calcium supplementation increases circulating cholesterol by reducing its catabolism via GPER and TRPC1-dependent pathway in estrogen deficient women. *Int J Cardiol*. 2013 Oct 3;168(3):2548-60.
15. Zhang Y, Wang X, Wang Y, Liu Y, Xia M. Supplementation of Cyanidin-3-O-β-Glucoside Promotes Endothelial Repair and Prevents Enhanced Atherosclerosis in Diabetic Apolipoprotein E-Deficient Mice. *J Nutr*. 2013 Aug;143(8):1248-53.
16. Li D, Dong H, Li S, Munir M, Chen J, Luo Y, Sun Y, Liu L, Qiu HJ. Hemoglobin subunit beta interacts with the capsid protein and antagonizes the growth of classical swine fever virus. *J Virol*. 2013 May;87(10):5707-17.
17. Fu Y, Zhang Y, Chang X, Zhang Y, Ma S, Sui J, Yin L, Pu Y, Liang G. Systemic immune effects of titanium dioxide nanoparticles after repeated intratracheal instillation in rat. *Int J Mol Sci*. 2014 Apr 22;15(4):6961-73.
18. Tian X, Li E, Yang F, Peng Y, Zhu J, He F, Chen X. In vivo immunotoxicity of SiO₂@(Y_{0.5}Gd_{0.45}Eu_{0.05})₂O₃ as dual-modality nanoprobes. *Int J Mol Sci*. 2014 Aug 7;15(8):13649-62.
19. Chen YC, Wen S, Shang SA, Cui Y, Luo B, Deng GJ. Magnetic resonance and near-infrared imaging using a novel dual-modality nano-probe for dendritic cell tracking in vivo. *Cytotherapy*. 2014 May;16(5):699-710.
20. Ding Y, Liang Y, Deng B, Qiao A, Wu K, Xiao W, Gong W. Induction of TGF-β and IL-10 production in dendritic cells using astilbin to inhibit dextran sulfate sodium-induced colitis. *Biochem Biophys Res Commun*. 2014 Apr 4;446(2):529-34.
21. Zhang M, He J, Hou J, Wu J, Sun M, Cui J, Tian J, Jiang M, Yu B. The immunosuppressant Protosappanin A diminished recipient T cell migration into allograft via inhibition of IP-10 in rat heart transplant. *PLoS One*. 2014 May 5;9(5):e96138.
22. Zhang Q, Xie D, Wang S, You C, Monroig O, Tocher DR, Li Y. miR-17 is involved in the regulation of LC-PUFA biosynthesis in vertebrates: effects on liver expression of a fatty acyl desaturase in the marine teleost *Siganus canaliculatus*. *Biochim Biophys Acta*. 2014 Jul;1841(7):934-43.
23. Zhang T, Yu FL, Yang WX, Ruan MM, Yue ZY, Liu Y, Liu TT, Zhou P, Xia H, Guan JC. Staphylococcal enterotoxin B administration during pregnancy imprints the increased CD4: CD8 T-cell ratio in the peripheral blood from neonatal to adult offspring rats. *J Med Microbiol*. 2015 Jan;64(Pt 1):1-6.
24. He H, Chen K, Wang F, Zhao L, Wan X, Wang L, Mo Z. miR-204-5p promotes the adipogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells by modulating DVL3 expression and suppressing Wnt/β-catenin signaling. *Int J Mol Med*. 2015 Jun;35(6):1587-95.

25. Zhang C, Wang Q, Xi X, Jiao J, Xu W, Huang J, Lai Z. High serum miR-183 level is associated with the bioactivity of macrophage derived from tuberculosis patients *Int J Clin Exp Pathol*. 2015 Jan 1;8(1):655-9.
26. Lu Y, Liu J, Liu Y, Qin Y, Luo Q, Wang Q, Duan H. TLR4 plays a crucial role in MSC-induced inhibition of NK cell function. *Biochem Biophys Res Commun*. 2015 Aug 21;464(2):541-7.
27. Yang F, Ruan YC, Yang YJ, Wang K, Liang SS, Han YB, Teng XM, Yang JZ. Follicular hyperandrogenism downregulates aromatase in luteinized granulosa cells in polycystic ovary syndrome women. *Reproduction*. 2015 Oct;150(4):289-96.
28. Zhang Q, Di W, Dong Y, Lu G, Yu J, Li J, Li P. High serum miR-183 level is associated with poor responsiveness of renal cancer to natural killer cells. *Tumour Biol*. 2015 Dec;36(12):9245-9.
29. Zhang C, Xi X, Wang Q, Jiao J, Zhang L, Zhao H, Lai Z. The association between serum miR-155 and natural killer cells from tuberculosis patients. *Int J Clin Exp Med*. 2015 Jun 15;8(6):9168-72.
30. Yin L, Zhu Y, Yang J, Ni Y, Zhou Z, Chen Y, Wen L. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells differentiated into hepatocyte-like cells in vivo and in vitro. *Mol Med Rep*. 2015 Mar;11(3):1722-32.
31. Yang J, Ren F, Zhang H, Jiang L, Hao Y, Luo X. Induction of Regulatory Dendritic Cells by *Lactobacillus paracasei* L9 Prevents Allergic Sensitization to Bovine β -Lactoglobulin in Mice. *J Microbiol Biotechnol*. 2015 Oct 28;25(10):1687-96.
32. Jiang S, Xia M, Yang J, Shao J, Liao X, Zhu J, Jiang H. Novel insights into a treatment for aplastic anemia based on the advanced proliferation of bone marrow derived mesenchymal stem cells induced by fibroblast growth factor 1. *Mol Med Rep*. 2015 Dec;12(6):7877-82.
33. Wang YZ, Lv H, Hao YL, Zhang HQ, Li L, Cai GM, Hu M, Jia CX, Feng XG, Kong QX. Suppressive oligodeoxynucleotides induced tolerogenic plasmacytoid dendritic cells and ameliorated the experimental autoimmune neuritis. *Immunol Lett*. 2015 Jul;166(1):13-8.
34. Liu ZJ, Chen C, Li XR, Ran YY, Xu T, Zhang Y, Geng XK, Zhang Y, Du HS, Leak RK, Ji XM, Hu XM. Remote Ischemic Preconditioning - Mediated Neuroprotection against Stroke is Associated with Significant Alterations in Peripheral Immune Responses. *CNS Neurosci Ther*. 2016 Jan;22(1):43-52.
35. Zhang L, Xiong W, Xiong Y, Liu H, Liu Y. 17 β -Estradiol promotes vascular endothelial growth factor expression via the Wnt/ β -catenin pathway during the pathogenesis of endometriosis. *Mol Hum Reprod*. 2016 Jul;22(7):526-35.
36. Jiang L, Wang Y, Zhu D, Xue Z, Mao H. Alteration of histone H3 lysine 9 dimethylation in peripheral white blood cells of septic patients with trauma and cancer. *Mol Med Rep*. 2016 Dec;14(6):5467-5474.
37. Fan XY, Chen XY, Liu YJ, Zhong HM, Jiang FL, Liu Y. Oxidative stress-mediated intrinsic apoptosis in human promyelocytic leukemia HL-60 cells induced by organic arsenicals. *Sci Rep*. 2016 Jul 19;6:29865.
38. Xie Y, Wen H, Yan K, Wang S, Wang X, Chen J, Li Y, Xu Y, Zhong Z, Shen J, Chu D. *Toxoplasma gondii* GRA15II effector-induced M1 cells ameliorate liver fibrosis in mice infected with *Schistosomiasis japonica*. *Cell Mol Immunol*. 2016 May 9. doi: 10.1038/cmi.2016.21. [Epub ahead of print]
39. Li DY, Shi XJ, Li W, Sun XD, Wang GY. Ischemic preconditioning and remote ischemic preconditioning provide combined protective effect against ischemia/reperfusion injury. *Life Sci*. 2016 Apr 1;150:76-80.
40. Shi L, Zhang L, Li C, Hu X, Wang X, Huang Q, Zhou G. Dietary zinc deficiency impairs humoral and cellular immune responses to BCG and ESAT-6/CFP-10 vaccination in offspring and adult rats. *Tuberculosis (Edinb)*. 2016 Mar;97:86-96.
41. Liu ZJ, Chen C, Li XR, Ran YY, Xu T, Zhang Y, Geng XK, Zhang Y, Du HS, Leak RK, Ji XM, Hu XM. Remote Ischemic Preconditioning-Mediated Neuroprotection against Stroke is Associated with Significant Alterations in Peripheral Immune Responses. *CNS Neurosci Ther*. 2016 Jan;22(1):43-52.
42. Zhang T, Liu Y, Wang H, Zhang X, Zhu S, Xu P, Yin J, Ren G, Liu J, Li D. Recombinant NDV expressing cytokines or fliC confers a quick immune response against NDV challenge and resistance to maternal antibody. *Vet Microbiol*. 2016 Nov 30;196:107-117.
43. Jia H, Zhao T, Ji Y, Jia X, Ren W, Li C, Li M, Xiao Y, Wang H, Xu K. Combined nifuroxazide and SAT05f therapy reduces graft-versus-host disease after experimental allogeneic bone marrow transplantation. *Cell Death Dis*. 2016 Dec 1;7(12):e2507.
44. Du JY, Liang Y, Fang JF, Jiang YL, Shao XM, He XF, Fang JQ. Effect of systemic injection of heterogenous and homogenous opioids on peripheral cellular immuneresponse in rats with bone cancer pain: A comparative study. *Exp Ther Med*. 2016 Oct;12(4):2568-2576.
45. Wang Y, Qiu Y, Yin S, Zhang L, Shi K, Gao H, Zhang Z, He Q. A functional nanocarrier that copenetrates extracellular matrix and multiple layers of tumor cells for sequential and deep tumor autophagy inhibitor and chemotherapeutic delivery. *Autophagy*. 2017 Feb;13(2):359-370.
46. Zhang L, Xiong W, Li N, Liu H, He H, Du Y, Zhang Z, Liu Y. Estrogen stabilizes hypoxia-inducible factor 1 α through G protein-coupled estrogen receptor 1 in eutopic endometrium of endometriosis. *Fertil Steril*. 2017 Feb;107(2):439-447.

Version 2017.03.09